

Pacco batteria per DefiSign Pocket Plus / FRED Easyport Plus



Pacco batterie DefiSign Pocket Plus / FRED Easyport Plus

L'autotest del DAE verifica lo stato della batteria.

Durata:

Standby con autotest mensile: circa 2 anni e 6 mesi

Standby con autotest settimanale: circa 1 anno e 6 mesi

Attenzione: la batteria non è adatta al defibrillatore Fred Easyport (vecchia generazione).

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello DefiSign Pocket Plus AED, Schiller Fred Easyport Plus

Peso 1 kgs

Questo pacco batterie è adatto per il DefiSign Pocket Plus e il FRED Easyport plus.

Attenzione: non è adatto al defibrillatore Fred Easyport (vecchia generazione).