

## Batteria Philips Heartstart FR3



### Accumulatore al litio Philips Heartstart FR3

Questa batteria ha una durata di ca. 3 anni se il defibrillatore è tenuto in standby. Heartstart FR3 è uno dei defibrillatori più performanti della marca Philips ed è bilingue. Inoltre, ha uno schermo a cristalli liquidi con le indicazioni da seguire durante la rianimazione. Ogni due anni vanno sostituite anche le piastre di questo defibrillatore.

### Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Philips Heartstart FR3

Durata circa. 3 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.3 kgs

---

### FAQ - Domande e Risposte

**Con quale dispositivo è compatibile?**

*È compatibile esclusivamente con il defibrillatore Philips HeartStart FR3.*

**Quanto dura la batteria?**

*Fino a circa 3 anni in standby, in base alle condizioni di utilizzo.*

**È una batteria originale?**

*Sì, è un prodotto originale Philips.*

**È facile da sostituire?**

*Sì, può essere installata rapidamente senza strumenti.*

**È adatta per uso professionale?**

*Assolutamente sì, è ideale per ambito medico e emergenze.*

Philips Heartstart FR3 batteria al litio originale

Durata ca. 3 anni (standby)

Facilmente montabile