

Batteria Zoll AED 3



Batteria Zoll AED 3

Batteria al litio adatta per il defibrillatore Zoll AED 3. Durata 4 anni in standby.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Zoll AED 3

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria al litio con durata 5 anni.

Questa batteria è adatta per i seguenti defibrillatori:

- Zoll Aed 3
- Zoll Aed 3 BLS