

Primedic batteria per Heartsave DAE



Primedic Heartsave batteria

Accumulatore per il defibrillatore HeartSave della Primedic.

Durata: ca. 6 anni

Attenzione! Non adatta per il Primedic HeartSave PAD!

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Primedic Heartsave AED/AS, Primedic Heartsave AED-M

Durata circa. 6 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per il defibrillatore Primedic Heartsave AED, durata ca. 6 anni.

15 VDC

7,2 Ah

108 Wh