

Primedic batteria per Heartsave PAD



Primedic batteria per Heartsave PAD

Accumulatore per il HeartSave PAD di Primedic.

Durata: ca. 3 anni

Attenzione! Non adatta per il Primedic HeartSave DAE!

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Primedic HeartSave PAD

Durata circa. 3 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabi

Batteria per il defibrillatore Primedic HeartSave PAD, durata circa 3 anni.

15 VDC

4,2 Ah

63 Wh