

Pacco batteria Rescue Sam



Batteria da defibrillatore RESCUE SAM

Batteria 12 V CC, 4,2 Ah

Durata 5 anni

LiMnO₂

Non ricaricabile

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Progretti Rescue SAM

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con il defibrillatore Rescue Sam.

Quanto dura la batteria?

Fino a 5 anni in standby.

È ricaricabile?

No, è una batteria monouso al litio.

Quando va sostituita?

Alla scadenza o quando segnalato dal defibrillatore.

È difficile da installare?

No, l'installazione è semplice e veloce.

Batteria al litio per il defibrillatore italiano Rescue Sam.

La batteria ha una durata di 5 anni in standby.