

Batteria Nihon Kohden AED 2100 4 anni



Nihon Kohden batteria per defibrillatore AED 2100

Solo per defibrillatori con numero di serie superiore a 5128, AED1250, AED2151, AED2152

Tipo SB-214VK

Ca. 4 anni di autonomia in stand-by

Attenzione: questa batteria non è adatta per defibrillatori AED-2100 con numero di serie dallo 00001 allo 05127. Contattateci per ricevere informazioni sulla batteria adatta al vostro modello.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Nihon Kohden Cardiolife 2100 AED

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per defibrillatore AED 2100 per defibrillatori con numero di serie superiore a 5128, AED1250, AED2151, AED2152.

Durata circa 4 anni, tipo NKPB-28271K .