

Batteria Mindray BeneHeart D1



Mindray BeneHeart D1 batteria

Questa batteria al litio è adatto al defibrillatore Mindray BeneHeart D1 ed ha una durata di circa 4,5 anni.

E' facile montare questa batteria leggera, bisogna solo aprire il retro del defibrillatore Mindray e seguire le indicazioni sullo sportello.

Specifiche

Adatto per modello Mindray BeneHeart D1

Durata circa. 4.5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per il Mindray BeneHeart D1. Durata 4,5 anni.