

Batteria Mindray per serie C



Mindray BeneHeart batteria per defibrillatore C1A e C2

La batteria al litio per Mindray BeneHeart C ha una durata di circa 4,5 anni. L'accumulatore è facilmente sostituibile: basta svitare il coperchietto sul retro ed inserire la batteria.

Questa batteria potente è leggera e può erogare fino a 400 scosse da 200J o 200 scosse da 360J. Inoltre è possibile monitorare l'elettrocardiogramma del paziente fino a 12 ore.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Mindray BeneHeart C1A, Mindray BeneHeart C2

Durata circa. 4.5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per Mindray BeneHeart serie C. Durata: circa 4,5 anni.