

Batteria Mediana HeartOn A16



Il Mediana HeartOn A16 è il modello più recente della ditta coreana con tre lingue installate e il solito selettore pediatrico.

Le batterie sono interscambiabili con il Tecnoheart Smart – cambia solo il colore.

Durata: circa 5 anni

Specifiche

Adatto per modello Mediana HeartOn A16

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per defibrillatore HeartOn A16 di marca Mediana, adatta anche ai defibrillatori Tecnoheart Smart di marca Tecnogaz.