

Batteria Primedic HeartSave Y/YA



Batteria per Primedic HeartSave Y/YA

La batteria fornisce una potenza elevata affinché il vostro DAE sia sempre pronto all'uso in caso di emergenza. Che si tratti di un luogo pubblico, di un'azienda o di una struttura sanitaria, con questa batteria scegliete sicurezza e qualità.

Capacità della batteria al litio DefiSign LIFE

La batteria al litio Primedic Y/YA ha una capacità di circa 5 anni. Quando la capacità residua è pari al 12%, il Primedic HeartSave Y/YA emette un messaggio vocale che avvisa che la batteria è scarica. Con questa batteria è possibile effettuare 150 scariche da 360 joule o 12 ore di funzionamento.

Caratteristiche principali della batteria Y/YA

Adatta per i DAE Primedic HeartSave Y e YA

Durata di 5 anni per un'affidabilità a lungo termine

Facile da sostituire

Sviluppata per prestazioni ottimali nei momenti critici

Caratteristiche tecniche della batteria Primedic Y/YA

Materiale: LiMnO₂

Capacità: circa 5 anni di durata

V/Ah: 12V, 4,2 Ah

Non ricaricabile

Specifiche

Adatto per modello Primedic HeartSave YA, Primedic HeartSave Y

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per defibrillatore Heartsave Y semiautomatico e automatico di marca Primedic.