

## Batteria Mediana HeartOn A15



### Descrizione del prodotto

Al contrario di molti altri defibrillatori che hanno la batteria in basso sul retro del dispositivo, la batteria del HeartOn A15 dell'azienda produttrice Mediana si trova nella parte superiore del DAE in piena vista; funziona infatti anche come maniglia.

La batteria si estrae facilmente con la comoda levetta e si reinserisce altrettanto facilmente. La durata supera regolarmente i 5 anni previsti dal momento di produzione.

### Caratteristiche principali:

Prestazioni: durata 5 anni dal momento di produzione

Compatibilità: compatibile con i defibrillatori Mediana HeartOn A15 e i Tecnoheart Plus (Il dispositivo è identico, ma attenzione, ne cambia il colore).

Facilità di sostituzione: La batteria è semplice da sostituire, senza necessità di interventi complessi, permettendo di mantenere il dispositivo operativo in modo rapido e sicuro.

### Specifiche

Adatto per modello HeartON A15

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

Batteria per defibrillatore HeartOn A15 di marca Mediana