

Batteria Smarty Saver AMI Italia



Batteria Smarty Saver

La batteria di Smarty Saver ha una durata di circa 4 anni. La sostituzione della batteria è molto semplice e veloce. È possibile utilizzare nuovamente il defibrillatore immediatamente dopo aver sostituito la batteria.

Voltaggio/Portata: 12VDC-5600mAh

Autonomia: fino a 350 cicli di soccorso completi (shock da 200J + RCP);

fino a 100 ore di analisi ECG continua

Specifiche

Adatto per modello AMI Italia Smarty Saver

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.3 kgs

Batteria per il defibrillatore Smarty Saver. La batteria ha una durata di 4 anni circa.