

Batteria per Mediana HeartOn A10



Le batterie per Mediana HeartOn A10 possono avere il codice M6031-0 o M6060-0 a seconda del numero di serie del dispositivo. Sono rimasti in commercio solo quelle con codice M6031-0.

Durata: circa 5 anni

La produzione del defibrillatore A10 è stata interrotta, il che rende più difficile trovare ricambi in futuro. Se il tuo dispositivo ha più di 10 anni, potrebbe essere consigliabile considerare un modello più recente.

Specifiche

Adatto per modello Mediana HeartOn A10

Durata circa. 5 anni

Peso 1 kgs

Batteria per Mediana HeartOn A10

Attenzione: controllate la data di produzione del vostro defibrillatore. Se è stato prodotto più di 10

anni fa, la batteria tampone deve essere sostituita e una batteria nuova non funzionerà. Nel caso in cui acquistate la batteria per un DAE HeartOn A10 prodotto più di 10 anni prima, non se ne accetterà il reso.