

Elettrodi Universali per Defibrillatore Tecnoheart Plus TECNO-GAZ



Elettrodi adulti/pediatrici per Tecnoheart Plus

Piastre originali universali per defibrillatore TECNO-GAZ TECNOHEART PLUS.

Il defibrillatore è provvisto della modalità pediatrica per cui serve un unico tipo di elettrodi.

Durata: circa 30 mesi.

Attenzione: queste placche possono essere connesse al **HeartOn A15 della Mediana**, ma non al modello HeartOn A10.

Le placche del modello A10 hanno un altro connettore.

FAQ - Domande e Risposte

Sono adatti sia per adulti che per bambini?

Sì, sono elettrodi universali utilizzabili su entrambe le tipologie di pazienti.

Con quali dispositivi sono compatibili?

Con defibrillatori Tecnoheart Plus Tecno-Gaz.

Gli elettrodi sono sterili?

Sì, sono confezionati in modo sterile e pronti all'uso.

Serve cambiare elettrodi tra adulto e pediatrico?

No, il dispositivo gestisce automaticamente la modalità.

Quanto dura la confezione?

Fino alla data di scadenza indicata, se non aperta.

Elettrodi universali Tecnoheart Plus Tecno-Gaz adulto/pediatrico.

Piastre DAE sterili con gel conduttivo ad alta efficienza, pronte all'uso per emergenze cardiache.