

Philips Heartstart HS1 cassetta di elettrodi adulti



Elettrodi Philips HS1

Philips Heartstart HS1 cassetta di elettrodi adulti. Le piastre di elettrodi per adulti sono adatte per persone di età superiore agli 8 anni, o con un peso superiore a 25 kg di peso. Nella cassetta ci sono due piastre di elettrodi, ossia polo negativo e polo positivo.

Adatti per il defibrillatore HS1

Specifiche

Adatto per modello Philips Heartstart Home/HS1

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.2 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Con quali defibrillatori sono compatibili questi elettrodi?

Sono compatibili con Philips HeartStart HS1 e Home/HS1.

Per quali pazienti sono indicati?

Per pazienti adulti sopra gli 8 anni o con peso superiore a 25 kg.

Gli elettrodi sono riutilizzabili?

No, sono dispositivi monouso.

Quanto durano gli elettrodi?

Hanno una durata indicativa di circa 2 anni.

Sono pronti all'uso?

Sì, sono preconnessi e pronti per un utilizzo immediato.

Philips Heartstart HS1 cassetta di elettrodi adulti.

Le piastre di elettrodi per adulti sono adatte per persone di età superiore agli 8 anni, o con un peso superiore a 25 kg di peso