

Philips Heartstart FRx elettrodi Smart II per adulti



Philips Heartstart FRx elettrodi Smart II per adulti

Durata: ca. 2 anni

Elettrodi per il defibrillatore HeartStart FRx. Sono impacchettati in una scatolina di plastica che può essere messa dentro la valigetta rigida dell'FRx, insieme al defibrillatore stesso. Le piastre sono mono-uso, ordina una seconda coppia di elettrodi per essere sicuro di poter continuare ad utilizzare il DAE anche dopo una rianimazione.

Se state comprando elettrodi per il tuo defibrillatore, controllate anche da quanti anni è inserita la batteria. La batteria del Philips Heartstart FRx dura 4 anni in standby.

Specifiche

Adatto per modello Philips Heartstart FRx

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.2 kgs

Manuale d'uso

Cassetta di piastre per adulti per defibrillatore HeartStart FRx. Le placche sono utilizzabili anche per l'uso pediatrico se combinate alla chiave pediatrica.