

Cardiac Science G3 elettrodi adulto



Piastre defibrillatore Cardiac Science Powerheart G3

Set di elettrodi per defibrillatore General Electric/Cardiac Science. Le piastre vanno bene per i modelli G3, G3 plus, G3 pro e il Responder.

Adatti per adulti. Durata ca. 2 anni.

Specifiche

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G3 , Cardiac Science Powerheart G3 plus, Cardiac Science Powerheart G3 pro, GE Responder

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.1 kgs

Set di piastre adatte per il Cardiac Science Powerheart G3 e GE Responder.