

Cardiac Science G5 elettrodi adulto



Cardiac Science Powerheart G5 elettrodi

Placche Powerheart G5 per il soccorritore che non ha bisogno di un riscontro sulla rianimazione.

Non è presente il pocket CPRD che dà il feedback.

Questo set comprende due elettrodi sciolti.

Gli elettrodi adulti Cardiac Science G5 sono progettati per l'utilizzo con defibrillatori Powerheart G5, garantendo interventi di defibrillazione rapidi, sicuri ed efficaci in situazioni di emergenza cardiaca su pazienti adulti.

Specifiche

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G5

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Sono riutilizzabili?

No, sono elettrodi monouso.

Sono compatibili con altri defibrillatori?

No, solo con Powerheart G5.

Hanno feedback per RCP?

No, questo modello non include CPR feedback.

Sono pronti all'uso?

Sì, grazie al gel preapplicato e al cavo integrato.

Quanto durano?

Circa 2 anni (data di scadenza).

Elettrodi Powerheart G5 Piastre per il defibrillatore Cardiac Science Powerheart G5, senza CPRD.

Le piastre per adulto G5 hanno i seguenti codici SKU:

- XELAED001A
- XELAED001B
- XELAED001C

Non vi è nessuna differenza, sono perfettamente interscambiabili