

Elettrodi Zoll Stat Padz II per Defibrillatori Zoll AED



ZOLL Stat Padz II

Elettrodi di ricambio per Zoll Modello STAT PADZ II Gli elettrodi Stat-Padz II sono ideali per il professionista perché sono separati come gli elettrodi degli altri marchi di defibrillatori e più economici per via della data di scadenza più breve.

Questi elettrodi sono confezionati anche con il numero di articolo 8900-0802-01 e vanno bene anche per i defibrillatori professionali Zoll: serie M, serie E e serie R (M-series, E-Series, R-series).

Specifiche

Adatto per modello Zoll AED Plus, Zoll AED Pro

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Caratteristiche principali:

- Elettrodi per defibrillatori Zoll AED
 - Compatibili con Zoll AED Plus e Zoll AED Pro
 - Codice prodotto 8900-0802-01
 - Utilizzabili anche con Zoll serie M, E e R
 - Indicati per pazienti adulti
 - Progettati per interventi di defibrillazione rapida ed efficace
-

FAQ - Domande e Risposte

Con quali defibrillatori sono compatibili gli elettrodi Stat Padz II?

Sono compatibili con Zoll AED Plus, Zoll AED Pro e con alcuni modelli professionali Zoll serie M, E e R.

Gli elettrodi sono per adulti o pediatrici?

Questo modello è progettato per pazienti adulti.

Qual è il codice prodotto Zoll?

Il codice articolo è 8900-0802-01.

Sono facili da applicare?

Sì, il design degli elettrodi facilita il corretto posizionamento sul torace del paziente.

In quali ambienti vengono utilizzati?

Sono utilizzati in ospedali, ambulatori, aziende, scuole e luoghi pubblici dotati di defibrillatore.

Sono adatti per emergenze cardiache?

Sì, sono progettati per l'utilizzo durante la defibrillazione in caso di arresto cardiaco.

Zoll AED Plus / AED Pro Stat-Padz II elettrodi.

Durata: dai 18 mesi ai due anni

Questi elettrodi sono adatti per i seguenti defibrillatori:

Zoll Aed Plus

Zoll Aed Pro

Zoll Aed 3

Zoll Serie M

Zoll Serie E

Zoll Serie R

Zoll Serie X

Zoll Serie X Advanced