

## Coppia di elettrodi Zoll AED Plus/AED Pro CPR-D Padz



### **Zoll CPR-D-padz - Elettrodi per lo Zoll AED Plus e AED Pro**

Gli elettrodi CPR-D-padz, diversamente da altre coppie di elettrodi, sono assemblati in un unico elemento con le due piastre attaccate tra di loro, per evitare il posizionamento errato. Il sensore integrato tra le due piastre, che viene sistemato sullo sterno quando si attaccano gli elettrodi, registra la profondità e la frequenza del massaggio cardiaco ed attiva la funzione di feedback. Questo significa che anche durante le compressioni toraciche, il defibrillatore può dare istruzioni, come "premi più forte", oppure "massaggio cardiaco corretto".

Le piastre CPR-D Padz durano cinque anni. Si consiglia di sostituire gli elettrodi nello stesso momento in cui si sostituiscono le pile al litio, visto che entrambi gli accessori hanno una scadenza di ca. 5 anni.

Gli elettrodi hanno un cavo lungo 1,10 metro ed un sensore migliorato. Le piastre fatte di un pezzo unico sono utilizzabili anche su pazienti in carne; le due piastre sono distanziabili l'una

dall'altra con un unico strappo se c'è un paziente con una circonferenza toracica più ampia.

### **Questi elettrodi sono adatti per i seguenti defibrillatori:**

Zoll AED Plus;

Zoll AED Pro.

Per i defibrillatori professionali della serie M ed R, c'è bisogno di un connettore RCP (8000-0370) per l'RCP. Gli elettrodi funzionano immediatamente per la defibrillazione.

Il cavo sporge dall'imballo per cui può essere preconnesso al defibrillatore quando l'apparecchio è in stand-by. Quando si connettono gli elettrodi, il DAE ne registra la presenza e si sente il messaggio "elettrodi per adulti".

Nel caso dello Zoll AED Plus si può far sporgere la data di scadenza attraverso il coperchio del defibrillatore. Così è visibile sempre da fuori se non si eccede la data di scadenza.

### **Specifiche**

Adatto per modello Zoll AED Plus, Zoll AED Pro

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.4 kgs

CPR-D Padz: coppia di elettrodi con sensore per riscontro sulla RCP (assemblati in un unico elemento).

Durata circa 5 anni

Questi elettrodi sono adatti per i seguenti defibrillatori:

Zoll Aed Plus

Zoll Aed Pro

Zoll Aed 3 BLS

Zoll Serie M

Zoll Serie E

Zoll Serie R

Zoll Serie X

Zoll Serie X Advanced

**Tempi di consegna: 1 settimana**