

Schiller Fred Easy Elettrodi adulto



Elettrodi Schiller Fred Easy

Le piastre per adulti hanno una durata di ca. 2 anni. Sono precollegate perché possano essere collegate al defibrillatore prima dell'uso. Così il DAE è subito pronto all'uso.

Attenzione! I connettori del Fred Easy e del Fred Easyport differiscono tra di loro! Controllate se avete messo le placche giuste nel carrello.

Specifiche

Adatto per modello Schiller FRED Easy, Schiller Fred Easy Life

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.1 kgs

Elettrodi adulto Schiller adatto ai seguenti modelli:

Fred Easy

Defigard 6002

Defigard 5000

Defigard 400