


Schiller Fred Easyport elettrodi adulto



Schiller Fred Easyport piastre

Attenzione: queste placche sono compatibili solo con il Fred Easyport, non con il Fred Easy.

Specifiche

Adatto per modello Schiller FRED Easyport

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi Schiller adulto adatti ai seguenti modelli:

Schiller Fred Easyport

Argus Pro LifeCare 1

Argus Pro LifeCare 2

Defigard Touch 7

CARDIOVIT AR-101 Easy