


CU Medical I-PAD SP1 Elettrodi pediatrici



Elettrodi pediatrici per CU Medical i-PAD SP1

Queste piastre sono di dimensioni ridotte per facilitare l'adesione al corpo del bambino/neonato.

Sono opzionali, si possono utilizzare anche le placche standard fornite con l'SP1, visto che è munito di un bottone per passare alla modalità pediatrica.

Specifiche

Adatto per modello CU Medical i-PAD SP1

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi pediatrici per il defibrillatore CU medical SP1