

CU Medical i-PAD NF1200 Elettrodi adulto



Elettrodi adulto per CU Medical i-PAD NF1200

Le placche (dette anche piastre o, più correttamente, elettrodi) del defibrillatore i-PAD NF1200 possono essere connesse anticipatamente al DAE così che all'occorrenza sono subito pronte all'uso.

Esistono anche le piastre pediatriche.

Gli elettrodi durano ca 2 anni all'incirca.

Specifiche

Adatto per modello CU Medical i-PAD NF-1200

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi i-PAD NF1200, piastre precollegate