

CU Medical I-PAD NF1200 Elettrodi pediatrici



Elettrodi pediatrici i-PAD NF1200

Elettrodi (comunemente detti anche piastre o placche) pediatrici per il defibrillatore i-PAD NF1200 per l'uso su bambini di età inferiore agli 8 anni o con un peso inferiore ai 25 kg.

Le piastre sono precollegate così da poter essere utilizzate senza indugi, sul paziente.

Specifiche

Adatto per modello CU Medical i-PAD NF-1200

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi pediatrici precollegati per il defibrillatore i-PAD NF1200 della CU Medical