

Rescue Sam elettrodi adulti preconnessi



Rescue Sam elettrodi preconnessi

Le piastre della Progetti sono sigillate con lo spinotto da preconnettere per l'uso.

Durata degli elettrodi Progetti

Nelle placche si trova un gel conduttore che si secca col tempo, per cui gli elettrodi hanno una data di scadenza, dopodiché vanno sostituiti. La data di scadenza è indicata sulla confezione.

Caratteristiche delle piastre

Preconnesse

Auto-adesive

Durata: 1,5 - 2 anni

Specifiche

Adatto per modello Progetti Rescue 230, Progetti Rescue Life, Progetti Rescue SAM

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi adulti per il defibrillatore Progetti. Elettrodi adatti per i seguenti modelli:

Rescue Sam

Rescue Life

Rescue 230