

Rescue Sam elettrodi pediatrici preconnessi



Progetti Rescue Sam elettrodi pediatrici

Le piastre pediatriche del Progetti Rescue Sam sono specifici per i bambini con un'età dai 1-8 anni che pesano meno di 25 kg. Il vostro defibrillatore si metterà automaticamente nella modalità pediatrica quando si inseriscono gli elettrodi pediatrici, abbassando la quantità di Joule a 50.

Durata delle placche pediatriche Progetti Rescue Sam

Gli elettrodi Progetti sono sigillate, ma il cavo può essere preconnesso per l'uso.

Le placche hanno una durata specifica a causa del gel conduttore che si secca col tempo.

Dopo la data di scadenza, le piastre vanno sostituite.

La data di scadenza si trova sulla confezione sigillata.

Caratteristiche delle piastre pediatriche

Auto-adesive

Durata : 1,5 - 2 anni

Specifiche

Adatto per modello Progetti Rescue 230, Progetti Rescue Life, Progetti Rescue SAM

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi pediatrici per il defibrillatore Progetti. Elettrodi adatti per i seguenti modelli:

Rescue Sam

Rescue Life

Rescue 230