

Cardiac Science G3 elettrodi pediatrici



Cardiac Science G3 elettrodi pediatrici

Cardiac Science Powerheart G3 elettrodi pediatrici. Vanno bene anche per il GE Responder.

Specifiche

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G3 , Cardiac Science Powerheart G3 plus, Cardiac Science Powerheart G3 pro, GE Responder

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.4 kgs

Cardiac Science Powerheart G3 elettrodi pediatrici.