

Cardiac Science G5 Elettrodi adulto con CPRD



Elettrodi per Cardiac Science Powerheart G5

Set di elettrodi polarizzati per il defibrillatore Powerheart G5 della ditta Cardiac Science.

Le piastre sono adatte per adulti e hanno due anni di garanzia. Questo tipo di placche ha anche un cosiddetto "pocket CPR" che consiste in un puck che dà riscontro sulla profondità delle compressioni. Questo aiuta soprattutto il soccorritore poco esperto che potrebbe essere insicuro nella sua rianimazione. Il feedback che dà il pocket CPR, dà più sicurezza e quindi possibilità di sopravvivenza della vittima.

Specifiche

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G5

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi polarizzati per il Powerheart G5 con feedback sulla qualità della rianimazione.