

Cardiac Science G5 elettrodi pediatrici



Cardiac Science G5 elettrodi pediatrici

Cardiac Science Powerheart G5 piastre pediatriche, semplici da inserire nel defibrillatore al bisogno.

Gli elettrodi pediatrici Cardiac Science G5 sono progettati per l'utilizzo con defibrillatori Powerheart G5, garantendo un intervento sicuro ed efficace nei casi di emergenza cardiaca su pazienti pediatrici. Specificamente sviluppati per bambini, permettono al dispositivo di adattare automaticamente l'energia della scarica, rendendola adeguata e sicura.

Specifiche

Adatto per modello Cardiac Science Powerheart G5

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.2 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Per quali pazienti sono indicati?

Per pazienti pediatrici (bambini).

Sono riutilizzabili?

No, sono elettrodi monouso.

Regolano automaticamente la scarica?

Sì, il defibrillatore adatta automaticamente l'energia.

Sono compatibili con altri modelli?

No, sono specifici per Powerheart G5.

Sono facili da installare?

Sì, si inseriscono direttamente nel dispositivo.

Elettrodi pediatrici Cardiac Science G5 per defibrillatore Powerheart G5.

Sicuri, monouso e pronti all'uso, con energia adattata per bambini.