

Philips Heartstart FR3 chiave pediatrica



Chiave pediatrica per Philips Heartstart FR3

Philips Heartstart FR3 attivatore pediatrico, per pazienti pediatrici con peso minore di 25 kg o inferiori a 8 anni di età. Quando inserito, la scossa erogata è ridotta ad un livello più basso, appropriato al peso minore.

Specifiche

Adatto per modello Philips Heartstart FR3

Peso 1 kgs

Philips Heartstart FR3 chiave pediatrica. Una volta inserito questo attivatore nel defibrillatore, gli elettrodi per adulti possono essere utilizzati anche su bambini.

TEMPI DI CONSEGNA SCONOSCIUTI