

Piastre Philips Heartstart FR3



Piastre defibrillatore Philips FR3

Compatibili anche con i modelli Philips Heartstart FRx, FR2 e XL/MRx.

Specifiche

Adatto per modello Philips Heartstart FR3

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.1 kgs

Heartstart Smart pads III per Philips Heartstart FR3. Queste placche sono utilizzabili anche per l'uso pediatrico se combinate alla chiave pediatrica. Compatibili anche con il Dae Philips FR2.