

Elettrodi pediatrici Defibtech View



Defibtech Lifeline View elettrodi pediatrici

Elettrodi pediatrici per il defibrillatore Defibtech Lifeline View. Le piastre vanno bene per neonati e bambini fino a 8 anni o 25 kg di peso. Le piastre possono essere collegati prima dell'uso e messi via nel DAE. Coppie di elettrodi extra possono essere riposti nella borsa da trasporto.

Le placche sono monouso e hanno una durata di ca. 1,5 anni.

Attenzione: non vanno bene per il defibrillatore Lifeline e Lifeline Auto!

Specifiche

Adatto per modello Defibtech Lifeline View

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.2 kgs

Defibtech Lifeline View elettrodi pediatrici.