

Elettrodi pediatrici Defibtech Lifeline



Defibtech Lifeline elettrodi pediatrici

Elettrodi pediatrici per il Defibtech Lifeline automatico e semiautomatico. La confezione contiene una coppia di piastre pediatriche specifiche per neonati e bambini di età inferiore agli 8 anni o un peso <25 kg. Gli elettrodi (anche chiamate placche) possono essere precollegati al defibrillatore oppure messi dentro la comoda borsa da trasporto.

Le piastre sono monouso e hanno una durata di circa 2 anni.

Attenzione! Questa coppia di piastre non è adatta per il modello Lifeline View (con lo schermo).

Specifiche

Adatto per modello Defibtech Lifeline AED/AUTO

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.1 kgs

Defibtech Lifeline elettrodi pediatrici.