

Elettrodi pediatrici Schiller Fred Easyport/Fred PA-1/DefiSign LIFE



Schiller Fred Easyport / Fred PA-1 e DefiSign LIFE elettrodi pediatrici

Elettrodi pediatrici per il defibrillatore Fred Easyport e Fred PA-1 di marca Schiller, adatte anche per il DefiSign LIFE AED.

Attenzione: queste placche non vanno bene per il modello Fred Easy.

Le piastre pediatriche sono adatte per bambini sotto agli 8 anni e/o con un peso inferiore ai 25 kg. Una volta connesse con il defibrillatore, la quantità di Joule sarà abbassata automaticamente e il DAE passerà automaticamente al protocollo per bambini.

La durata degli elettrodi pediatrici è di circa 2 anni.

Si riconoscono le placche pediatriche dalla scritta 'paediatric'. Da conservare a temperature tra 0°C e 50°C.

Specifiche

Adatto per modello DefiSign LIFE AED, DefiSign Pocket Plus AED, Schiller FRED Easyport,

Schiller Fred Easyport Plus, Schiller FRED PA1

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Piastre pediatriche adatte per i seguenti modelli di defibrillatori della Schiller:

DefiSign LIFE AED

Schiller Fred PA1

Fred easy G2

Fred Easyport, Fred easyport plus

Argus Pro LifeCare 1

Argus Pro LifeCare 2

Defigard HD-7

Defigard Touch 7

CARDIOVIT AR-101 Easy

Tempus LS