

Elettrodi pediatrici Schiller Fred Easy



Schiller elettrodi pediatrici FRED easy

Gli elettrodi pediatrici hanno una scadenza di ca. 2 anni.

Sull'imballaggio c'è la chiara scritta "paediatric" , evitando così ogni possibile confusione.

Le piastre pediatriche sono preconnesse, rendendo il DAE subito pronto all'uso perché le placche possono essere connesse prima del bisogno.

Attenzione! I connettori del Fred Easy differiscono da quelli del Fred easyport. Controllate di aver messo gli elettrodi giusti nel vostro carrello.

Specifiche

Adatto per modello Schiller FRED Easy, Schiller Fred Easy Life

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi pediatrici per i seguenti modelli di defibrillatore della Schiller:

FRED easy

Defigard 4000

Defigard 5000

Defigard 6002

SKITY

OBLS300

OBLS300A