

Elettrodi adulti Physio Control Quick Combo



Physio Control Elettrodi adulti Quick Combo

Placche "Quick Combo" per i defibrillatori della Physio Control (ex Medtronic):

Lifepak 1000

Lifepak 500

CRplus

Express

Attenzione: per il CRplus e Express consigliamo sempre di acquistare il Physio Control CRplus/CRexpress kit di ricambio con coppia di elettrodi perché la batteria e le piastre di solito scadono contemporaneamente.

Specifiche

Adatto per modello Physio-control Lifepak 1000, Physio-control Lifepak 12, Physio-control Lifepak 500

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi adulti "Quick Combo" per i defibrillatori della Physio Control (ex Medtronic):

Lifepak 1000

Lifepak 500

Lifepak 12, 15, 20

CRplus

Express