

Elettrodi pediatrici Physio Control Lifepak



Elettrodi pediatrici per Physio Control Lifepak

Piastre pediatriche adatte per i modelli Lifepak della Physio Control (1000, 500, CRplus e CRexpress) Queste placche non vanno bene per i monitor della Physio Control. Per informazioni, ci contatti tramite e-mail o telefono.

Specifiche

Adatto per modello Physio-control Lifepak 1000, Physio-control Lifepak 500, Physio-Control Lifepak CR express, Physio-Control Lifepak CR plus

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.2 kgs

Elettrodi pediatrici Stryker/Physio Control (ex Medtronic) adatti ai modelli:

Stryker/Physio-Control Lifepak 500 (bifasico)

Stryker/Physio-Control Lifepak 1000

Stryker/Physio-Control Lifepak CR Plus

Stryker/Physio-Control Lifepak Express