

Elettrodi adulti Primedic Heartsave



Primedic Heartsave Elettrodi

Le piastre Primedic Heartsave sono preconnesse e hanno in omaggio un piccolo kit per l'emergenza RCP con dentro: rasoio, guanti, mascherina e forbici

Attenzione: per i modelli prodotti dopo il 2014 con la modalità pediatrica servono gli elettrodi HeartSave PreConnect

Specifiche

Adatto per modello Primedic Heartsave AED/AS, Primedic Heartsave AED-M, Primedic HeartSave PAD

Durata circa. 3 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi adulti per i defibrillatori Primedic (Metrax) prodotti prima del 2014. Durata delle piastre circa 3 anni. Osserva le foto per comparare l'attacco delle piastre