

Elettrodi adulti multifunzionali Philips Heartstart XL (10)



Elettrodi multifunzionali per adulti per Philips Heartstart XL+ e MRx

	$\leq 10 \text{ kg}$ - $< 25 \text{ kg}$ $\geq 25 \text{ kg}$			
	Manual	DAE	Manual	DAE
Philips Heartstart XL+	X	X	X	X
Philips Heartstart MRx	X		X	X
Philips Heartstart FR2, FR3			X	X

Attenzione: se utilizzate con il Philips Heartstart FR2 o FR3, le placche vanno bene solo per pazienti con un'età dagli 8 anni in su, o un peso superiore ai 25 kg.

Confezione da 10 pezzi

Specifiche

Adatto per modello Philips Heartstart FR2, Philips Heartstart FR3, Philips Heartstart XL/MRx

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Piastre multifunzionali per adulti per i seguenti modelli Philips:

Efficia DFM100

Philips Heartstart MRX

Philips Heartstart XL

Philips Heartstart XL+

Philips Heartstart Intrepid

La confezione contiene 10 coppie di elettrodi.