

Elettrodi pediatrici Philips Heartstart XL/MRx (5px)



Elettrodi pediatrici per il Philips Heartstart XL+ ed MRx

manuale DAE

Philips Heartstart XL+ X X

Philips Heartstart MRx X

Philips Efficia DFM100

Specifiche

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Piastre multifunzionali pediatriche per i seguenti modelli Philips:

Efficia DFM100

Philips Heartstart MRX

Philips Heartstart XL

Philips Heartstart XL+

Philips Heartstart Intrepid