

## **Elettrodi multifunzionali preconnessi per adulti Philips HeartStart XL+/MRx 10 pz**



### **Piastre multifunzionali per uso con i seguenti modelli Philips Heartstart:**

manuale DAE

Philips Heartstart XL+ X X

Philips Heartstart MRx X

Gli elettrodi possono essere preconnessi, sia al modello XL+ che all'MRx.

Confezione da 10 coppie di placche.

### **Specifiche**

Adatto per modello Philips Heartstart XL/MRx

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Piastre multifunzionali per adulti per i seguenti modelli Philips:

Philips Heartstart MRX

Philips Heartstart XL

Philips Heartstart XL+