

Elettrodi per adulti ed infanti Nihon Kohden



Nihon Kohden Elettrodi

Nihon Kohden elettrodi per defibrillatore AED 3100 e AED 2100

Utilizzabili per pazienti adulti e pediatrici

Durata: circa 2 anni

Specifiche

Adatto per modello Nihon Kohden AED 3100, Nihon Kohden Cardiolife 2100 AED

Durata circa. 1.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Nihon Kohden elettrodi per adulti ed infanti adatti ai seguenti DAE:

Nihon Kohden Cardiolife AED-3100

Nihon Kohden Cardiolife AED-2100

Nihon Kohden Cardiolife AED-2150

Nihon Kohden Cardiolife AED-2151

Nihon Kohden Cardiolife AED-2152