

Elettrodi adulti e bambini multifunzione Primedic Heartsave myPAD



Primedic Heartsave myPAD Elettrodi multifunzione

Gli elettrodi hanno una durata di circa 5 anni. Se conservati nelle giuste condizioni, di solito è necessaria una sola sostituzione durante l'intera durata di vita del DAE.

Questi elettrodi possono essere utilizzati sia su adulti che su bambini. Utilizzando la modalità pediatrica durante la rianimazione infantile, la potenza di erogazione viene regolata automaticamente.

Caratteristiche principali:

Multifunzionale: adatto ad adulti e bambini

Può essere utilizzato con tutti i DAE Primedic Heartsave myPAD

Preconnesso: il set di elettrodi può essere collegato al DAE subito dopo l'acquisto, rendendolo pronto per l'uso immediato

Facile e veloce da applicare grazie ai pittogrammi chiari sugli elettrodi

Durata di circa 5 anni

Specifiche

Adatto per modello Primedic Heartsave myPAD

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi per il DAE Primedic Heartsave myPAD. Questi elettrodi sono adatti sia per adulti che per bambini.