

Elettrodi per adulti Mediana HeartOn A16



Descrizione del prodotto

Le placche per defibrillatore HeartOn A16 di marca Mediana sono adatte per l'uso su adulti, ma anche su bambini con un'età inferiore agli 8 anni grazie al selettore pediatrico presente sul DAE stesso.

Questi elettrodi vanno bene anche per i defibrillatori Tecnoheart Smart in quanto si tratta dello stesso identico defibrillatore. Cambia solo il colore.

Specifiche

Adatto per modello Mediana HeartOn A16

Durata circa. 2.5 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Piastre multifunzionali per defibrillatore HeartOn A16 di marca Mediana, adatte anche ai defibrillatori Tecnoheart Smart.