

Elettrodi multifunzionali adulti/pediatrici Primedic HeartSave Y/YA



Elettrodi Primedic HeartSave Y/YA per adulti e bambini

Con una durata di 4 anni, gli elettrodi sono affidabili e resistenti. Sono facili da applicare e garantiscono una conduttività ottimale della scarica elettrica durante la rianimazione. Inoltre, gli elettrodi sono dotati di chiare indicazioni e pittogrammi che aiutano l'utente a posizionarli correttamente sul paziente. Ciò riduce al minimo il rischio di errori di utilizzo e aumenta la sicurezza durante la defibrillazione. Sono adatte sia per adulti che per bambini, rendendo superflui gli elettrodi separati per bambini. Grazie al pulsante integrato per bambini sul dispositivo, l'utente può passare facilmente alla modalità bambino, semplificando l'utilizzo in situazioni di emergenza.

Durata degli elettrodi Heartsave Y/YA

A causa dello strato di gel conduttivo, gli elettrodi hanno una data di scadenza. Dopo tale data, gli elettrodi non devono più essere utilizzati, poiché lo strato di gel può seccarsi e quindi diminuire la conduttività. Assicurarsi che il defibrillatore sia sempre dotato di una

coppia di elettrodi con data di scadenza aggiornata. Gli elettrodi multifunzione HeartSave Y/YA hanno una durata di circa 4 anni.

Caratteristiche principali:

Adatti sia per adulti che per bambini

Compatibili con i DAE Primedic HeartSave Y e YA

Durata di 4 anni

Rapidi e facili da usare

Elevata affidabilità in situazioni di emergenza

Specifiche

Adatto per modello Primedic HeartSave YA, Primedic HeartSave Y

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Piastre multifunzionali per defibrillatore HeartOn A16 di marca Mediana, adatte anche ai defibrillatori Tecnoheart Smart.