

Elettrodi adulti/pediatrici CU Medical SPR SMART



Elettrodi medicali CU con tecnologia SMART

Il defibrillatore SPR ha un selettore pediatrico che consente agli elettrodi di adattarsi all'intervento su vittime adulte e pediatriche. Pertanto, non è necessario cambiare gli elettrodi a seconda della vittima, il che consente di intervenire rapidamente.

- Elettrodi autoadesivi per garantire un'applicazione corretta
- Progettati per la serie SPR CU-Medical
- Durata di conservazione di 24 mesi circa

Specifiche

Adatto per modello CU Medical SPR

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 1 kgs

Gli elettrodi del CU Medical SPR sono progettati per essere precollegati per risparmiare tempo prezioso e sono adatti sia alle vittime pediatriche che a quelle adulte.