

Elettrodi Universali adulto/bambino Smarty Saver Ami Italia



Elettrodi universali

Gli elettrodi Smarty Saver sono adatti per l'uso universale su vittime adulte e pediatriche. Gli elettrodi sono precollegati.

Durata: circa 4 anni

Specifiche

Adatto per modello AMI Italia Smarty Saver

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Adulti / bambini

Peso 0.9 kgs

Elettrodi per defibrillatore Smarty Saver di AMI Italia. Gli elettrodi sono adatti sia per adulti che per bambini.