

Elettrodi pediatrici Lifepak 12, 15, 20



Elettrodi RTS per sistema EDGE pediatrico Physio-Control Lifepak (con Quick-Combo)

Gli elettrodi RTS del sistema EDGE pediatrico Physio-Control Lifepak (con Quick-Combo) sono adatti a pazienti pediatrici di peso compreso tra 0 e 15 kg. Gli elettrodi Physio-Control Quik-Combo sono dotati di un gel conduttivo adesivo. Questo gel può seccarsi nel tempo. Questo può portare a conseguenze negative durante la RCP. Gli elettrodi hanno quindi una data di scadenza. La durata di conservazione degli elettrodi Quik-Combo è di circa 1 anno.

Caratteristiche

Precollegati

Autoadesivi

Senza lattice

Adatto per:

LIFEPAK 12

LIFEPAK 15

LIFEPAK 20

Specifiche

Adatto per modello Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20

Durata circa. 1 anno

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 1 kgs

Elettrodi RTS del sistema EDGE pediatrico Physio-Control Lifepak (con Quick-Combo). Gli elettrodi sono adatti all'uso su pazienti pediatrici di peso compreso tra 0 e 15 kg.

Adatti per i seguenti modelli di monitor:

Lifepak 12

Lifepak 15

Lifepak 20